



Reactivo para la determinación de sulfuro 2, 100 mL MDB

Ref. producto:

181732

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Para la determinación de sulfuro, 5 - 800 µg/L S²⁻. Botella MDB.

Especificaciones

Método:	Azul de metileno
Número de tests:	50
Número del método:	8131
Parámetro:	Sulfuro
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	100 mL

Accesorios requeridos

- Reactivo 1 para la determinación de sulfuro, 100 mL MDB (Item 181632)