



Test kit de disco de color para cromo, modelo CH-8

Ref. producto: 183400
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



El cromo, que se suele utilizar como inhibidor de corrosión en torres de refrigeración y en sistemas de refrigeración de motor, también se utiliza en acabados de superficie, curtido de piel y otras industrias. La forma más utilizada, el cromo hexavalente, es muy tóxica y se establecen límites estrictos en las descargas. Con el método de disco de color para determinar el cromo (Rango: 0,1 - 1,5 mg/L), este kit incluye 100 tests.

El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método para el kit de muestras visual más preciso

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta funda de transporte para el análisis en el campo

Especificaciones

Incremento mínimo:	0,1
Método:	disco de color/ Difenilcarbazida
Modelo de Test Kit:	CH-8
Número de tests:	100
Parámetro:	Cromo, rango bajo: como Cr hexavalente
Peso de envío:	1
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 1.3 Cr ⁶⁺
Tpo de carcasa:	D