



Test kit para dureza, hierro y pH, modelo HA-62

Ref. producto:

183700

EUR Precio:

Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Modelo HA-62

Un test kit multiparamétrico para dureza, hierro y pH que ofrece una forma sencilla y rentable de determinar la calidad del agua.

Los tests más conocidos incluidos en un maletín de transporte protector y práctico de Hach a un precio excepcional.

Utiliza métodos de disco de color y de valoración por recuento de gotas

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta funda de transporte para el análisis en el campo

Especificaciones

Aplicación:	Calidad del agua
Número de tests:	100
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	Unidades de pH 6,6-8,4