



Hexametileno tetramina, reactivo powder pillow, paquete/50

de producto:

187866

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de Aluminio, método de ECR, 0-0,22 mg/l Al.

Especificaciones

Instrumento:	DR2700/DR2800/DR3800/DR3900/DR5000/DR6000
Método:	Eriocromocianina R
Número del método:	8326
Parámetro:	Aluminio
Plataforma:	Powder Pillows
Volumen / tamaño de embalaje:	50 Paquete

Accesorios requeridos

- ECR Reagent Powder Pillows, 50 mL, pk/25 (Item 2380268)
- Solución de reactivo enmascarador ECR (25 mL SCDB) (Item 2380123)