



Filtros QT, plegados, tamaño de poro 2 - 3 μ m, diámetro 240 mm, 100/env., cuantitativo

Ref. producto: 189460

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Los filtros Hach® QT se recomiendan para usarlos en diversos métodos del manual de análisis de aguas Hach (Hach Water Analysis Handbook Methods) y otros métodos de referencia para análisis ambientales. Los círculos endurecidos sin cenizas optimizados ofrecen una superficie suave y resistente a la abrasión, ideal para procedimientos gravimétricos en

Especificaciones

Diámetro:	240 mm
Material:	Cellulose
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /pk