



Probeta, graduada, mezcla, vidrio, 25 ml $\pm 0,3$ ml, divisiones de 0,5 ml, tapón de vidrio #13

Ref. producto: 189640

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Balanza resistente con esmalte de cerámica blanco. Diseñada para cumplir la especificación E1272 de la ASTM, Estilo 2 (Clase B). Incluye tapón de vidrio.

Especificaciones

Capacidad:	25 mL
Certificaciones:	Class B
Material carcasa:	Glass
Método de medición:	To Contain
Tipo:	Métrica simple, mezcla
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each