



Probeta, graduada, mezcla, vidrio, 50 ml $\pm 0,4$ ml, divisiones de 1,0 ml, tapón de vidrio #16

Ref. producto: 189641
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Balanza resistente con esmalte de cerámica blanco. Diseñada para cumplir la especificación E1272 de la ASTM, Estilo 2 (Clase B). Incluye tapón de vidrio.

Especificaciones

Capacidad:	50 mL
Certificaciones:	Class B
Material carcasa:	Glass
Método de medición:	To Contain
Tipo:	Métrica simple, mezcla
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each