



## Tapón de vidrio esmerilado para botellas BOD

**Ref. producto:** 190901  
**EUR Precio:** Contáctenos  
**Envío dentro de las próximas 2 semanas**

Estándar para análisis de BOD. Botella de vidrio de borosilicato con borde acampanado y tapón de vidrio esmerilado para evitar la inducción de aire y para cierre a prueba de agua. Área de marcado esmerilada. Tapón incluido (tamaños 60 y 300 ml). Las botellas en serie tienen números consecutivos serigrafiados

---

### Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 1 each