



**Be Right™**



## **Botella, BOD, capacidad para 60 ml, línea de graduación marcada a 30 ml**

**Ref. producto:** 190902

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Estándar para análisis de BOD. Botella de vidrio de borosilicato con borde acampanado y tapón de vidrio esmerilado para evitar la inducción de aire y para cierre a prueba de agua. Área de marcado esmerilada. Tapón incluido (tamaños 60 y 300 ml). Las botellas en serie tienen números consecutivos serigrafiados

---

### **Especificaciones**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Capacidad:                    | 60 mL              |
| Material:                     | Borosilicate glass |
| Volumen / tamaño de embalaje: | 1 each             |