



Solución estándar de hidróxido de sodio, 0,020 N (N/50), 1 L

Ref. producto: 19353
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Peligroso



Para la determinación de la acidez mediante la valoración con bureta. Métodos de Hach 8219 (naranja de metilo) y 8010 (fenolftaleína). Botella de 1 L

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Número del método:	8288 (Acid)
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0 - 5000 mg/L de CaCO_3 (MO)
Rango de medición (2):	0 - 10 000 mg/L de CaCO_3 (P)
Rango de medición (3):	0 - 10 meq/L