



Kit de pruebas de tanino/lignina

Ref. producto: 193701
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

El tanino, un producto de material de plantas en descomposición, se encuentra en aguas naturales y se utiliza en tratamiento de calderas y torres de refrigeración, teñido, fabricación de tinta, curtido y encolado de papel. La lignina, que también es un producto vegetal, se encuentra en los desechos de fabricación de la pasta de celulosa.

El tanino y la lignina se analizan juntos y se informan como de ácido tánico en mg/L.

El sencillo método de disco de color de bajo costo es el método de kit de pruebas visuales más preciso.

Obtenga resultados rápidos con un kit de pruebas fácil de transportar

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.5
	5
Método:	Color disc/Tannin/Lignin
Modelo de Test Kit:	TA-3
Número de tests:	100
Parámetro:	Tannin/Lignin - As tannic acid
Peso de envío:	3
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 15 mg/L as Tannic Acid
Rango de medición (2):	0 - 150 mg/L
Tpo de carcasa:	R

Contenido de la caja

Incluye disco de color, caja de comparación y tubos, reactivos, agua desionizada, botella de mezcla, embudo, papeles filtrantes, instrucciones y caja de transporte.