



## Tubos de caldo lauril triptosa, deshidratado, 500 g

|                |               |
|----------------|---------------|
| # de producto: | 19734         |
| USD Precio:    | Contacto Hach |
| Disponible     |               |

El caldo de lauril triptosa se usa para detectar bacterias coliformes en agua y aguas residuales usando el método del número más probable (NMP).

### **Soluciones completas para pruebas en aguas para actividades recreativas**

Hach ofrece una variedad de medios y equipos para satisfacer todas

sus necesidades en cuanto a pruebas en usos para actividades recreativas.

### **Soluciones completas para el análisis de aguas residuales**

Hach ha preparado medios y equipos convenientes para realizar

las pruebas en aguas residuales y agua no potable de manera rápida y sencilla.

### **Soluciones completas para pruebas en agua potable**

Cualquiera sea el método que un cliente elija para analizar muestras de

agua potable, Hach ha preparado medios y equipos convenientes para hacer

las pruebas de manera rápida y sencilla.

---

## Especificaciones

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Volumen / tamaño de embalaje: | 500 g |
|-------------------------------|-------|