



Solución de reactivo 3 para molibdato, SCDB (50 mL)

de producto:

199526

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de sílice, 0,010 - 1,600 mg/L SiO_2 , para muestra de 10 mL. Botella SCDB

Especificaciones

Método:	Azul heteropoli
Número de tests:	50
Parámetro:	Sílice
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	50 mL

Accesorios requeridos

- Ácido Cítrico, reactivo Powder Pillow (Item 2106269)
- Amino Ácido F, reactivo Powder Pillow (Item 2254069)