



## Molibdato 3, Solución de reactivo (100 ml)

# de producto:

199532

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de Sílice en rango bajo (LR) (0 - 1,60 mg/L SiO<sub>2</sub>) y ultrabajo (ULR) (0 - 1000 ug/L SiO<sub>2</sub>), Método Azul de Heteropoly.

### Especificaciones

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Method Number 2 Chemistry:    | 8282            |
| Método:                       | Azul Heteropoly |
| Número de tests:              | 100             |
| Parámetro:                    | Sílice          |
| Plataforma:                   | Solución        |
| Volumen / tamaño de embalaje: | 100 mL          |