



Kit de prueba de cianuro, Modelo CYN-3

Ref. producto: 201002
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Las principales fuentes de cianuro, una sustancia extremadamente tóxica, son los baños para limpieza de metales y la galvanoplastia, los lavadores de gas, las plantas de gas, los hornos de coque y diversos procesos químicos. Puede eliminarse fácilmente de las aguas residuales industriales con procedimientos de cloración alcalina o neutral

Método sencillo y económico mediante un comparador de color escalonado

Obtenga resultados rápidos con un kit fácil de llevar

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.02
Método:	Color disc/ Pyridine-Pyrazolone
Modelo de Test Kit:	CYN-3
Número de tests:	100
Parámetro:	Cyanide - As free CN ⁻
Peso de envío:	2.5
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 0.3 mg/L CN ⁻
Tpo de carcasa:	R