



Solución estándar de ácido sulfúrico, 0,100 N (N/10), 1 L

Ref. producto:

20253

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Para valoración ácido-base en bureta, demanda de cloro y potencial de formación de trihalometanos (PFTHM).

Especificaciones

Concentración:	0,100 N
Número del método:	8288 (Acid)
Parámetro:	Varía
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	10 - 100
Volumen / tamaño de embalaje:	1 L 1 l