



Sensor de ORP encapsulado GLI, cuerpo de LCP, convertible, 5 hilos, electrodo de platino, soporte, cable de 75 pies

de producto: 2028R075
COP Precio: Contáctenos
Envío dentro de la 2 segunda semana

Especificaciones

Longitud de cable:	75
Material carcasa:	LCP
Material del electrodo:	Platino
Montaje:	Convertible

Accesorios requeridos

- Controlador universal SC200: de 100 a 240 V CA con una entrada analógica para sensor de pH/ORP/DO y dos salidas de 4 a 20 mA (Item LXV404.99.00102)
- Controlador universal SC200: 100 - 240 V CA (cable de alimentación para Norteamérica) con dos entradas analógicas para sensor de pH/ORP/OD, Modbus RS232/RS485 y dos salidas de 4 - 20 mA (Item LXV404.99.51112)