



Solución estándar de ácido sulfúrico, 0,020 N (N/50), 1 l

Ref. producto:

20353

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Solución estándar de ácido sulfúrico, 0,020 N (N/50), 1 l

Especificaciones

Ajustes del envase:	Botella
Aplicación:	Eliminación de cloro
Concentración:	0,020 N
Descripción:	Elimine la sustancia interferente
EPA compliant:	Sí
Fórmula:	H ₂ SO ₄ 0.02 N
Número del método:	8289 (base)
Parámetro:	Alcalinidad
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0 - 10
Rango de medición (2):	0 - 5000 mg/L CaCO ₃
Volumen / tamaño de embalaje:	1 l