



Reactivo titrante para determinación de la dureza TitraVer (EDTA), 0,020 N, 1 L

Ref. producto:	20553
EUR Precio:	Contáctenos
Disponible	

Reactivo titrante para la determinación de la dureza, 0 - 5000 mg/L CaCO₃. Botella de 1 L.

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Método:	Valoración de EDTA
Número de tests:	40 - 100
Parámetro:	Dureza total y cálcica
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0 - 5000 mg/L CaCO ₃
Volumen / tamaño de embalaje:	1000 mL