



Solución estándar EDTA, 0,0200 N, 4 L

Ref. producto: 20556
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Para la determinación de la dureza mediante valoración con bureta. Métodos de Hach 8222 (calcio) y 8226 (total). 0,0200 N (0,0100 M) (N/50), botella de 4 L

Especificaciones

Método:	Valoración de EDTA
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0 - 5000 mg/L CaCO_3
Volumen / tamaño de embalaje:	4