



Cono, sedimentación Imhoff, 1 litro, policarbonato, con cierre a rosca

Ref. producto: 206700

EUR Precio: Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Conos graduados completamente para realizar determinaciones de pequeñas cantidades de materia sedimentable en desagües mediante el método de sedimentación Imhoff. El cono de vidrio contiene una punta reforzada que le brinda solidez y el cono de policarbonato cuenta con un cierre desmontable a prueba de fugas para

Especificaciones

Capacidad:	1 L
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each