



Tubo, Tygon, R - 3605, 4,8 mm (D.I.)

Ref. producto: 2074043
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Tubo de Tygon fórmula R-3603, resistente a productos químicos, de mayor flexibilidad que la goma. No se ve afectado por agentes oxidantes y es compatible con prácticamente cualquier producto químico de laboratorio. Se dobla y adapta perfectamente a curvas estrechas y mantiene un fuerte agarre en vidrio o metal. Su diámetro interior pulido evita la acumulación de residuos en el interior y facilita la limpieza.

Especificaciones

D. I.:	3/16 in
Diámetro:	5/16 pulg.
Grosor de pared:	1/16 in
Volumen / tamaño de embalaje:	50 ft