



Tubo, Nalgene 8000, vacío, 9,5 mm (D.I.)

Ref. producto: 2074146
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Parecido al tubo Nalgene 8000 normal, pero con paredes más resistentes. En color rojo para una identificación inmediata. Ahorra tiempo y evita errores que podrían anular la validez de experimentos o provocar lesiones al personal del laboratorio.

Especificaciones

D. I.:	3/8 in
Diámetro:	7/8 pulg.
Grosor de pared:	1/4 in
Volumen / tamaño de embalaje:	50 ft