



Bolsa de muestras, estéril con agente declorador, 100 mL, 100 unidades

Ref. producto: 2075333
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Bolsas de polietileno transparentes estériles (certificado), desechables con cierre fiable "Whirl-Pak". Contiene pastilla no nutritiva con 10 mg de tiosulfato de sodio (declora hasta 10 mg Cl_2 en muestra de 100 mL) cuatro líneas de llenado de 100 mL.

Soluciones integrales para realizar pruebas en aguas de balnearios

Hach brinda una variedad de medios y aparatos para satisfacer los requerimientos de pruebas de agua de balnearios.

Soluciones integrales para realizar pruebas en aguas residuales

Hach ha preparado medios y aparatos convenientes para facilitar y simplificar las pruebas en aguas residuales y agua no potable.

Soluciones integrales para realizar pruebas en agua potable

Cualquiera sea el método elegido por un cliente para examinar muestras de agua

potable, Hach cuenta con medios preparados y aparatos convenientes para facilitar

un rápido proceso de realización de pruebas.

Especificaciones

Capacidad:	Línea de llenado de 177 mL
Volumen / tamaño de embalaje:	100