



Solución de reactivo de molibdovanadato (500 mL)

Ref. producto:

2076049

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Para la determinación de ortofosfato, de 0,3 a 45,0 mg/L de PO₄

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR/850, DR/820 y PC II
Método:	Molibdovanadato
Número de tests:	250
Número del método:	8114
Parámetro:	Ortofosfato
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0.3 - 45.0 mg/L PO ₄
Volumen / tamaño de embalaje:	500 mL