



Sobres de reactivo en polvo NitraVer 6 para la determinación de nitrato, 5 mL, paquete de 100 (agua salada)

# de producto:	2076199
COP Precio:	Contáctenos
Disponible	

Para la determinación de nitrato en rango bajo en agua salada mediante el método de reducción con cadmio. Rango bajo. Rango: hasta 0,40 mg/L como nitrato-N. Tamaño de la muestra: 5 mL (agua salada). Para su uso con el test kit maestro de agua salada (ref. 2068600).

Especificaciones

Método:	Reducción con cadmio
Plataforma:	Powder Pillows