



Cubetas de vidrio para turbidímetro de lab, 30 mL, 6 ud

Ref. producto: 2084900
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de la próxima semana

Para usar con turbidímetros 2100N, 2100AN y Lab RATIO, con tapones

Especificaciones

Alcance del suministro:	6 cubetas con tapón
Caudal de muestra:	30 mL
Material:	Vidrio
Nota al pie:	Para usar con los turbidímetros de laboratorio modelo Hach Ratio 18900, 2100N y 2100AN.
Peso:	0,2 kg
Volumen / tamaño de embalaje:	6 /pk