



Botella, DBO, negro, 300 ml

Ref. producto: 2086047
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

El estándar para análisis de DBO. Botella de vidrio de borosilicato con borde hacia afuera y tope de vidrio esmerilado para evitar que quede aire y para sellar el agua. Área marcada esmerilada. Se incluye el tope (en los tamaños de 60 y 300 ml) Las botellas tienen estampado serigráfico, secuencial

Especificaciones

Capacidad:	300 mL
Material:	Borosilicate glass
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each