



Botella, Muestreo, Baja densidad, Polietileno, 250 mL, 12/ paq

Ref. producto: 2087076
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Low-density polyethylene (LDPE) bottles feature wide-mouth opening for easy filling and leak-proof polypropylene closure. Great choice for grab samples, shipping liquids, soil sampling, and storing dry chemicals.

Especificaciones

Capacidad:	250 mL
Material:	LDPE
Volumen / tamaño de embalaje:	12 /pk