



Botella, Muestreo, Baja densidad, Polietileno, 500 mL, 12/ paq

Ref. producto:	2087079
EUR Precio:	Contáctenos
Disponible	

Las botellas de polietileno de baja densidad (LDPE) disponen de abertura de boca ancha para facilitar el llenado y un cierre de polipropileno a prueba de fugas. Una gran elección para toma de muestras, envío de líquidos, muestreo de suelos y almacenamiento de productos químicos secos.

Especificaciones

Capacidad:	500 mL
Material:	LDPE
Volumen / tamaño de embalaje:	12 pk