



Be Right™



Botella, Muestreo, Baja densidad, Polietileno, 1 L, 6/paq

Ref. producto: 2087083
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Low-density polyethylene (LDPE) bottles feature wide-mouth opening for easy filling and leak-proof polypropylene closure. Great choice for grab samples, shipping liquids, soil sampling, and storing dry chemicals.

Especificaciones

Capacidad:	1000 mL
Material:	LDPE
Volumen / tamaño de embalaje:	6 /pk