



Be Right™



Botella, muestreo, alta densidad, polietileno, 4 litros

Ref. producto: 2087117
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Botella de polietileno de alta densidad con abertura de boca ancha (89 mm). Excelente frasco de muestreo para toma de muestras, almacenamiento de sustancias químicas en polvo y envío de líquidos.

Especificaciones

Capacidad:	4 L
Material:	HDPE
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each