



Be Right™



Detergente, Liqui-Nox, 946 mL (1 qt)

# de producto:	2088153
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Detergente aniónico concentrado para limpieza manual y con ultrasonido. Enjuague completo para proporcionar resultados fiables sin que interfieran los residuos. Enormemente suave y completamente soluble en agua dura y blanda. Diluido 1:100. pH 8,5 sin fosfato.

Especificaciones

Presentacion Unidad de Medida:	mL
Volumen / tamaño de embalaje:	946 mL