



Probeta, graduada, mezcla, HDPE, 25 ml $\pm 0,3$ ml, divisiones de 0,5 ml, tapón de vidrio #13

Ref. producto:	2088640
EUR Precio:	Contáctenos
Disponible	

Esta probeta graduada de vidrio está calibrada para el contenido con una base moldeada. Cada una incluye un tapón de vidrio con cabeza en forma de moneda. Las graduaciones impresas en esmalte color blanco.

Especificaciones

Capacidad:	25 mL
Certificaciones:	Class B
Material carcasa:	HDPE
Método de medición:	To Contain
Tipo:	Métrica simple, mezcla
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each