



Probeta, graduada, mezcla, vidrio, 100 ml $\pm$ 0,6 ml, divisiones de 1,0 ml, tapón de vidrio #16

Ref. producto: 2088642

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Esta probeta graduada de vidrio está calibrada ° para el contenido con una base moldeada. Cada una incluye un tapón de vidrio con cabeza en forma de moneda. Las graduaciones impresas en esmalte color blanco.

Especificaciones

Capacidad:	100 mL
Certificaciones:	Class B
Material carcasa:	Glass
Método de medición:	To Contain
Tipo:	Métrica simple, mezcla
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each