



Estante, secado

Ref. producto: 2089000
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Estante de secado de cable de acero recubierto con resina Epoxy para tubos de ensayo, viales, matraces, vasos y otros materiales de vidrio. Tres filas de soportes en forma de horquillas para el cuello para sostener cuellos de gran diámetro. Catorce bucles en total. La fila superior tiene 12 pasadores rectos para tubos y otros materiales de vidrio más pequeños. Polys

Contiene 12 clavijas largas de 10 cm (4") y 14 clavijas largas sostienen materiales de cristal más pesados con cuellos de 18 mm (0,7") de diámetro interno o más grandes

Especificaciones

Longitud:	430 mm
Profundidad:	19 Inches
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each