



Be Right™



Matraz Erlenmeywer de vidrio de 250 mL con tapa rosca

Ref. producto: 2089646
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Matraz graduado de vidrio con tapa rosca de plástico. Excelente opción para preparar medios, mezclar soluciones y realizar cultivos. Revestimiento de caucho inerte fijado a la tapa y completamente esterizable en autoclave. Las graduaciones duraderas indican el volumen aproximado.

Especificaciones

Capacidad:	250 mL
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each