



Matraz, Erlenmeyer, polimetilpenteno, capacidad 250 ml

Ref. producto: 2089846
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

El matraz de polimetilpenteno con tapa rosca de polipropileno ofrece claridad, resistencia química, solidez y capacidad para esterilización en autoclave (no afecta los hilos durante el ciclo). Útil para titulaciones, preparación y almacenamiento de los medios.

Especificaciones

Capacidad:	250 mL
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each