



Matraz, Erlenmeyer, polimetilpenteno. Capacidad 250 ml, 4/ env.

Ref. producto: 2089876
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

El matraz de polimetilpenteno con tapa rosca de polipropileno ofrece claridad, resistencia química, solidez y capacidad para esterilización en autoclave (no afecta los hilos durante el ciclo). Útil para titulaciones, preparación y almacenamiento de los medios.

Especificaciones

Capacidad:	250 mL
Volumen / tamaño de embalaje:	4 /pk