



Embudo, Buchner, polipropileno, 186 ml de volumen aproximado

Ref. producto: 2090553

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Construcción de polipropileno liviana y duradera con una placa de filtro desmontable para una limpieza más simple, resistente a los químicos. Totalmente esterilizable en autoclave. El tapón se vende por separado.

Especificaciones

Capacidad:	186 mL
D. I.:	76 mm
Diámetro:	11 mm (Stem)
Longitud:	Stem: 65 mm
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each