



Cuaderno, Laboratorio

Ref. producto: 2091900
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Proteja sus notas y datos valiosos en este cuaderno de tapa dura. Las páginas de polipapel son de filamento continuo de polietileno resistentes a productos químicos y desgarros, miden 23,5 x 28,6 cm (9,2 x 11,2 pulg.). Se puede utilizar bolígrafos. Contiene 108 páginas, 100 de las cuales vienen marcadas con cuadrícula de 6 mm. El resto de páginas están marcadas para indexación o en blanco para notas del usuario. Contiene instrucciones para crear un cuaderno científico.

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 1 each