



Pipet, serological, sterile, polystyrene, 10 mL, orange, 200/pk

Ref. producto: 2092668
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Sterile, disposable plastic pipet. Individually wrapped. Color coded. Calibrated “To Deliver”. Complies with ASTM E934.

Especificaciones

Capacidad:	10 mL
Graduaciones:	0.10 mL
Negative Graduations:	3.0 mL
Volumen / tamaño de embalaje:	200 /pk