



Pipeta serológica, estéril, poliestireno con tope, 2 mL, 50/pk

Ref. producto: 2092826
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Pipeta de plástico desechable, estéril con tope. En paquetes de 25. Codificadas por colores. Graduaciones ascendente/descendente en negro. Exactitud $\pm 2\%$.

Especificaciones

Capacidad:	2 mL
Graduaciones:	0.01 mL
Volumen / tamaño de embalaje:	50 /pk