



Pipet, serological, sterile, polystyrene w/ plug, 10 mL, 50/pk

Ref. producto: 2092828
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Sterile, disposable plastic pipet with plug. Bulk packaged in 25/pack Color coded. Black ascending/descending graduations. Calibrated “To Deliver”. Accuracy $\pm 2\%$.

Especificaciones

Capacidad:	10 mL
Graduaciones:	0.10 mL
Volumen / tamaño de embalaje:	50 /pk