



Pipeta de serología estéril de poliestireno con conector de 1 mL, paquete de 50

Ref. producto: 2092835
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Sterile, disposable plastic pipette with plug. Bulk packaged in 25/pack. Colour coded. Black ascending/descending graduations. Calibrated “To Deliver”. Accuracy $\pm 2\%$.

Especificaciones

Capacidad:	1 mL
Graduaciones:	0.01 mL
Volumen / tamaño de embalaje:	50 /pk