



Pipeta serológica, estéril, poliestireno con tope, 10 mL, 500/ pk

Ref. producto: 2092868

EUR Precio: Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Pipeta de plástico desechable, estéril con tope. En paquetes de 25. Codificadas por colores. Graduaciones ascendente/descendente en negro. Exactitud $\pm 2\%$.

Especificaciones

Capacidad:	10 mL
Graduaciones:	0.10 mL
Volumen / tamaño de embalaje:	500 /pk