



Pipeta, Mohr, vidrio, 5 ml

Ref. producto: 2093437
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Pipetas clase B calibradas ó Para dispensar Escala graduada permanente de color café fundida en el cuerpo. Codificada por colores para volumen. Puntas endurecidas para durabilidad. Diseñado según los requisitos de la norma ASTM E1293, Clase B Estilo 1.

Especificaciones

Capacidad:	5.0 mL
Graduaciones:	0.1 mL
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each