



Pipeta, Mohr, vidrio, 2 ml

Ref. producto: 2093636
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Pipetas clase B calibradas ó Para dispensar Escala graduada permanente de color café fundida en el cuerpo. Codificada por colores para volumen. Puntas endurecidas para durabilidad. Diseñado según los requisitos de la norma ASTM E1293, Clase B Estilo 1.

Especificaciones

Capacidad:	2.0 mL
Graduaciones:	0.1 mL
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each