



Transportador de botellas, lineal

Ref. producto: 2094300
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Lineal, en polietileno de baja densidad. Sostiene de forma segura hasta seis botellas plásticas o de vidrio estándar de 500 ml, de manera que es casi imposible que estas se quiebren. Liviano, resistente a los químicos y fácil de limpiar. Dimen

Especificaciones

Anchura:	10 Inches
Longitud:	349 mm
Profundidad:	11 Inches
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each