



Soporte para pipetas

Ref. producto: 2094700
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Soporte de polipropileno con 55 espacios para almacenar las pipetas de forma segura y ordenada. Ayuda a crear un sistema de almacenamiento eficiente o una estación para manipulación de líquidos bien organizada. Los orificios en las plataformas superior e intermedia tienen 16 mm de diámetro (0,63"); los orificios en la plataforma inferior están ahusados a 6 mm (0,24")

Especificaciones

Anchura:	4.3 Inches
Longitud:	210 mm
Profundidad:	8.7 Inches
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each